

L'ERGOBUST

L'Ergobust est une paire de cales qui permet de maintenir le buste droit en position assise et de limiter les tensions musculaires dans le dos. Il est adapté aux personnes qui présentent un manque de tonicité dans le haut du corps et sont sujettes aux basculement latéraux du buste. Ces cales s'adaptent sur presque tous les types de dossier, à l'exception des dossiers avec renforts latéraux.



Désignation produit	Ergobust
Gamme	Gamme Bureaux
Fabricant	Ergotech
Origine	Fabrication et assemblage en Bretagne, France
Garantie	Garantie constructeur 2 ans.

MODIFICATIONS SUR MESURES

Si le produit reçu ne vous convient pas ou cause une gêne, il est dans la plupart des cas possible de le modifier pour l'adapter à vos besoins :

- Modification de la fermeté de la mousse
- Modification des dimensions
- Modification ou ajout de fixations
- Utilisation de tissus différents (tissu ignifugé, ESD antistatique, pour salle blanche etc.)

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques standards. Possibilité de nous contacter pour réalisation sur mesures d'un produit avec d'autres caractéristiques.

Dimensions et poids

Réf.	H	P	Poids
2066	20 cm	15 cm	0,360 kg
2022	sur mesures		

Composition

Insert	Mousse plastazote
Housse	Tissu Griffin (simili cuir normé M1 anti-feu)
Fixation	Sangles réglables

UTILISER L'ERGOBUST

1. Positionnez le produit sur le dossier du siège.
2. Cerclez le dossier avec les sangles, puis serrez les sangles pour maintenir le produit.
3. Réglez la hauteur des cales. Elles doivent être positionnées juste sous les aisselles.
4. Réglez la largeur des cales. Elles doivent maintenir le buste des deux côtés sans trop serrer.

ENTRETIEN

Nous recommandons de conserver votre Ergobust dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

L'Ergobust peut être nettoyé avec une solution désinfectante non chlorée ou avec des produits d'entretien traditionnels non corrosifs.